



### PROTOCOLE D'EXPEDITION

Toutes les informations et les **formulaires** sont **disponibles** sur notre site UMAI  
<https://umai-montpellier.fr/> rubrique diagnostic moléculaire

- 1.** Si l'échantillon est un prélèvement sanguin, prélever le sang sur 1 tube EDTA (tubes à bouchon violet). Le prélèvement doit nous être parvenu dans les 7 jours suivant le prélèvement.
- 2.** Inclure impérativement le dossier de demande d'analyse (contenant la prescription médicale, l'identité du préleveur, l'attestation de consultation et selon le cas le consentement éclairé par prélèvement, la fiche de renseignement clinique par patient, et l'arbre généalogique) et le bon de facturation correspondant.
- 3.** Précisez les coordonnées complètes du médecin prescripteur, qui doit être titulaire, pour l'envoi des résultats.
- 4.** Expédier les documents et l'échantillon à *température ambiante*, à l'adresse suivante :

Pr Isabelle TOUITOU  
Centre de Gestion des Echantillons Biologiques  
Hôpital Lapeyronie  
371, Av du Doyen Gaston Giraud  
34295 MONTPELLIER Cedex 5  
☎ 04 67 33 58 57  
FAX : 04 67 33 68 68  
Email: [umai@chu-montpellier.fr](mailto:umai@chu-montpellier.fr)